


# REACT

## CATETER DE ASPIRAÇÃO



**Medtronic**  
Further, Together

# CATETER REACT™

## INDICAÇÃO DE USO

O cateter React 68 e o cateter React 71, coletivamente denominados cateteres React™, foram aprovados com as seguintes indicações de uso no **Brasil** :<sup>1,2</sup>

1. **Remoção de trombos** na vasculatura cerebral com uso de aspiração.
2. Os Cateteres React™ são indicados para a introdução de dispositivos intervencionistas na **vasculatura periférica e neurovascular**.

# REACT™ CATERER

## TECNOLOGIA COBRA 1,2

FEATURING

**COBRA**  
COIL + BRAID

TECNOLOGÍA

Estrutura dupla



NAVEGABILIDADE DE  
UMA MOLA



CAPACIDADE DE  
IMPULSO DE UMA  
MALHA



DURABILIDADE DO  
NITINOL



### Design Differences<sup>1</sup>

|                            | React™ 71 | React™ 68  |
|----------------------------|-----------|------------|
| Distal Liner               | TPE       | PTFE       |
| Braid Construction Spacing | Variable  | Consistent |
| Wires in Braid             | 16        | 8          |

# REACT™ 68 CÂTETER

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

React™ 68  
Catéter



PONTA BISELADA

**DIÂMETRO  
INTERNO**  
0.068" (1.73 mm)

**DIÂMETRO EXTERNO  
MÁXIMO**  
0.083" (6.3 F)

### COMPATIBILIDADES:

- CGB
  - **Cello 9FR** (ID 0.085")
- MICROCATETER
  - **Phenom 21 160cm**  
(OD 0.034" – 2.6FR)
  - **Phenom 27 160cm**  
(OD 0.040" – 3.1FR – 1.02mm)
  - **Marksman 160cm**  
(OD 3.2FR – 1-1mm)

**COMPRIMENTO  
DE TRABALHO**  
132 cm

**COMPRIMENTO  
TOTAL**  
141 cm

# REACT™ 71 CATETER

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

React™ 71  
Catéter

PONTA BISELADA

DIÂMETRO  
INTERNO  
0.071" (1.80 mm)

DIÂMETRO  
EXTERNO MÁXIMO  
0.0855" (6.5 F)

COMPRIMENTO  
DE TRABALHO  
132 cm

COMPRIMENTO  
TOTAL  
141 cm

### Design Differences¹

|                            | React™ 71 | React™ 68  |
|----------------------------|-----------|------------|
| Distal Liner               | TPE       | PTFE       |
| Braid Construction Spacing | Variable  | Consistent |

Wires in Braid 16 8


# COMPATIBILIDADE

# COMPATIBILIDADE COMPRIMENTOS




- Solitaire X = 200cm
- Microcatereter = 160cm
- REACT 141+ llave Y= 149cm

# COMPATIBILIDADES REACT VS MARKSMAN 150/160



# COMPATIBILIDADE REACT VS PHENOM / REBAR



PHENOM 27 150CM  
REACT 68

132CM REACT  
7CM HUB REACT  
8CM LLAVER  
6CM PHENOM 27 150CM

132CM REACT  
7CM HUB REACT  
8CM LLAVER  
8CM REBAR 18 153CM



REBAR 18 153CM  
REACT 68

# POR QUE USAR UM CATETER PRÓPRIO PARA ASPIRAÇÃO?


## ENTENDENDO A DIFERENCIAÇÃO DO PRODUTO

Cateteres de aspiração precisam de:


- Navegabilidade
- Ponta atraumática
- Durabilidade

Cateteres de aspiração possuem construção mais robusta e isso é importante porque:

- O tipo de liga metálica utilizada confere durabilidade
  - Aço Inoxidável é mais forte, mas não possui memória de formato
  - Nitinol possui memória de formato, isso reduz as chances de colapamento das paredes
- Construção
  - Espiral (Coil) – confere flexibilidade
  - Malha/trança (Braid) – confere força de empurre




# ENTENDENDO A DIFERENÇA TESTE DE PINÇAMENTO



# BOMBA OU SERINGA?

## ENTENDENDO A DIFERENÇA



### New Devices and Techniques

#### ORIGINAL RESEARCH

### A technical comparison of thrombectomy vacuum aspiration systems

Kurt Yaeger,<sup>1,2</sup> Annabelle Iserson,<sup>1</sup> Paul Singh,<sup>1,3</sup> Jacob Wolf,<sup>2</sup> Ester Vidal,<sup>1</sup> Thomas Oxley,<sup>1,2</sup> Anthony B Costa,<sup>1,2</sup> Johanna T Fifi<sup>1,3</sup>

A pressão exercida em seringas ou bombas são equivalentes, portanto ambas as aspirações são efetivas.

## ENTRETANTO...

...Devido a pressão exercida, é necessário ter um cateter adequado em AMBOS OS CENÁRIOS.

## CASO CONTRÁRIO:

Seu cateter tenderá a ter as paredes colabadas, ovalização da ponta e estragar mais rapidamente devido à pressão.

E isso acontece na maioria dos casos, independente a experiência do médico...

# INDICATIONS

**CAUTION:** Federal (USA) law restricts these devices to sale distribution and use by or on order of a physician. Indications, contraindications, warnings and instructions for use for Solitaire™ X Revascularization Device can be viewed at [www.medtronic.com/manuals](http://www.medtronic.com/manuals). Indications, contraindications, warnings and instructions for use for all other products can be found in the product labeling supplied with each device.

## Solitaire™ X Revascularization Device

1. The Solitaire™ X Revascularization Device is indicated for use to restore blood flow in the neurovasculature by removing thrombus for the treatment of acute ischemic stroke to reduce disability in patients with a persistent, proximal anterior circulation, large vessel occlusion, and smaller core infarcts who have first received intravenous tissue plasminogen activator (IV t-PA). Endovascular therapy with the device should be started within 6 hours of symptom onset.
2. The Solitaire™ X Revascularization Device is indicated to restore blood flow by removing thrombus from a large intracranial vessel in patients experiencing ischemic stroke within 8 hours of symptom onset. Patients who are ineligible for IV t-PA or who fail IV t-PA therapy are candidates for treatment.
3. The Solitaire™ X Revascularization Device is indicated for use to restore blood flow in the neurovasculature by removing thrombus for the treatment of acute ischemic stroke to reduce disability in patients with a persistent, proximal anterior circulation, large vessel occlusion of the internal carotid artery (ICA) or middle cerebral artery (MCA)-M1 segments with smaller core infarcts (<70 cc by CTA or MRA, <25 cc by MR-DWI). Endovascular therapy with the device should start within 6–16 hours of time last seen well in patients who are ineligible for intravenous tissue plasminogen activator (IV t-PA) or who fail IV t-PA therapy.

## Phenom™ Catheter

Phenom™ Catheters are intended for the introduction of interventional devices and infusion of diagnostic or therapeutic agents into the neuro, peripheral, and coronary vasculatures.

## React™ Catheter

The React™ 68 Catheter and React™ 71 Catheter are indicated for the introduction of interventional devices into the peripheral and neuro vasculature.

## Riptide™ Aspiration System

The Riptide™ Aspiration System is intended for use in the revascularization of patients with acute ischemic stroke secondary to intracranial large vessel occlusive disease (within the internal carotid, middle cerebral M1 and M2 segments, basilar, and vertebral arteries) within 8 hours of symptom onset. Patients who are ineligible for intravenous tissue plasminogen activator (IV t-PA) or who fail IV t-PA therapy are candidates for treatment.

© 2019 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic logo and Further, Together are trademarks of Medtronic. All other brands are trademarks of a Medtronic company. UC202001600EN

Medtronic  
9775 Toledo Way  
Irvine, CA 92618  
USA  
Tel: 877.526.7890  
Fax: 763.526.7888