

ClosureFast™

Cateter de Ablação Endovenosa por Radiofrequência (RFA)



TERAPIA
CONTROLADA
POR
SEGMENTO

O cateter ClosureFast™ usa energia por radiofrequência para tratar de **maneira precisa e efetiva** pacientes que sofrem da doença do refluxo venoso.*¹

Resultados comprovados

Em um grande estudo multicêntrico, prospectivo, o cateter ClosureFast™ demonstrou os seguintes resultados com 5 anos:^{1,2†}

- **91,9%** de taxa de oclusão
- **94,9%** de taxa livre de refluxo

	3 meses	6 meses	1 ano	2 anos	3 anos	5 anos
Oclusão da veia ^{3,4}	99,7%	98,6%	96,3%	94,5%	92,6%	91,9%
Sem refluxo ^{3,4}	99,7%	99,3%	99,0%	94,5%	95,7%	94,9%

Recuperação comprovada do paciente

Em mais de 200 pacientes em 8 centros, o cateter ClosureFast™ demonstrou altas taxas de sucesso e alívio duradouro da dor em 3 anos:^{2†}

- CEAP: 74,1% mostraram uma melhora
- VCSS: Redução na pontuação média de 3,9 a 1,3 (p<0,05)
- Dor: Aumento na porcentagem de pacientes livres de dor de 41,4% para 98%

REFERÊNCIAS:

* Dados em arquivo † Cateter RF de 7 cm

¹ Proebstle TM, Alm BJ, Gockeritz O et al. Five-year results from the prospective European multicentre cohort study on radiofrequency segmental thermal ablation for incompetent great saphenous veins. British Journal of Surgery. 2015;102:212-8. ² Proebstle T, Alm J, Gockeritz O, et al. Three year European follow-up endovenous radiofrequency thermal ablation of the great saphenous vein with or without treatment of calf varicosities. J Vasc Surg. 2011;54(1)146-52.

Mecanismo de ação consistente

O cateter ClosureFast™ usa a tecnologia de ablação por segmento para fornecer energia precisa e uniforme de radiofrequência a 120°C. O mecanismo de retroalimentação do gerador monitora os parâmetros térmicos intravasculares em tempo real, permitindo um procedimento consistente e controlado.*

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Código	Descrição	Comprimento	Elemento térmico	Fio guia compatível
CF7-3-60	Cateter ClosureFast™ 7 F	60 cm	3 cm	0,025"
CF7-7-100	Cateter ClosureFast™ 7 F	100 cm	7 cm	0,025"

Compatíveis com os geradores de radiofrequência RFG2™ (a partir da versão 4.6) e RFG3™.

IMPORTANTE: Indicações, contraindicações, advertências e instruções para uso podem ser encontradas na bula do produto fornecida com cada dispositivo.

tratandovarizes.com.br

DC00038933, RFG2™ - Reg. ANVISA: 10349000391, RFG3™ - Reg. ANVISA: 10349000497, ClosureFast™ - Reg. ANVISA: 10349000418. © 2015 Medtronic. Todos os direitos reservados. Medtronic, o logo da Medtronic e Outros, são em conjunto marcas registradas da Medtronic. ™* Marcas de terceiros são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Todas as outras marcas são marcas registradas de uma empresa da Medtronic. Junho 2017

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 – 11º andar
São Paulo – SP – Brasil
Tel: +55 11 2187-6200

Medtronic
Juntos, Além