

Fortrex™
Cateter de Dilatação

Comprimento do cateter 135 cm	Comprimento do cateter 80 cm	Comprimento do cateter 40 cm	Diâmetro do balão (mm)	Comprimento do balão (mm)	Pressão Nominal (atm)	Pressão de Ruptura (atm)	Bainha introdutora recomendada (F)
Código do Produto	Código do Produto	Código do Produto					
A35HPV04020135	A35HPV04020080	A35HPV04020040	4 mm	20 mm	12	24	6
A35HPV04040135	A35HPV04040080	A35HPV04040040	4 mm	40 mm	12	24	6
A35HPV04080135	A35HPV04080080	A35HPV04080040	4 mm	80 mm	12	24	6
A35HPV04100135	A35HPV04100080	A35HPV04100040	4 mm	100 mm	12	24	6
A35HPV05020135	A35HPV05020080	A35HPV05020040	5 mm	20 mm	12	24	6
A35HPV05040135	A35HPV05040080	A35HPV05040040	5 mm	40 mm	12	24	6
A35HPV05080135	A35HPV05080080	A35HPV05080040	5 mm	80 mm	12	24	6
A35HPV05100135	A35HPV05100080	A35HPV05100040	5 mm	100 mm	12	24	6
A35HPV06020135	A35HPV06020080	A35HPV06020040	6 mm	20 mm	12	24	6
A35HPV06040135	A35HPV06040080	A35HPV06040040	6 mm	40 mm	12	24	6
A35HPV06080135	A35HPV06080080	A35HPV06080040	6 mm	80 mm	12	23	6
A35HPV06100135	A35HPV06100080	A35HPV06100040	6 mm	100 mm	12	23	6
A35HPV07020135	A35HPV07020080	A35HPV07020040	7 mm	20 mm	9	20	6
A35HPV07040135	A35HPV07040080	A35HPV07040040	7 mm	40 mm	9	20	6
A35HPV07080135	A35HPV07080080	A35HPV07080040	7 mm	80 mm	9	20	6
A35HPV07100135	A35HPV07100080	A35HPV07100040	7 mm	100 mm	9	20	6
A35HPV08040135	A35HPV08040080	A35HPV08040040	8 mm	40 mm	9	20	6
A35HPV08080135	A35HPV08080080	A35HPV08080040	8 mm	80 mm	9	19	6
A35HPV08100135	A35HPV08100080	A35HPV08100040	8 mm	100 mm	9	18	6
A35HPV09040135	A35HPV09040080	A35HPV09040040	9 mm	40 mm	9	18	7
A35HPV09080135	A35HPV09080080	A35HPV09080040	9 mm	80 mm	9	18	7
A35HPV10040135	A35HPV10040080	A35HPV10040040	10 mm	40 mm	8	16	7
A35HPV10080135	A35HPV10080080	A35HPV10080040	10 mm	80 mm	8	16	7
A35HPV12040135	A35HPV12040080	A35HPV12040040	12 mm	40 mm	8	14	7
A35HPV12080135	A35HPV12080080	A35HPV12080040	12 mm	80 mm	7	12	7



Indicações, contraindicações, advertências e instruções de uso podem ser encontradas na rotulagem do produto fornecida com cada dispositivo.

RESISTÊNCIA
SOB
PRESSÃO

Fortrex™
Cateter de Dilatação



Tratamento de alta pressão para lesões no acesso AV

Fornecendo uma solução para o acesso AV no valor que você precisa.

O cateter balão para angioplastia periférica de alta pressão OTW 0,035" Fortrex™ é a solução de última geração para entrega, previsibilidade e eficiência no procedimento.

Entrega

Otimizando resultados.

- O baixo perfil de entrada permite o deslizamento suave sobre o fio
- Desenho robusto e flexível que facilita a navegação bem-sucedida em vasos tortuosos

Previsibilidade


Mesmo em lesões desafiadoras.

- O material e o desenho do balão permitem retenção da forma sob alta pressão
- A pressão focal é exercida sobre a lesão para um tratamento direcionado e controlado

Eficiência no procedimento


Desejada pelos médicos.

- O rápido tempo de deflação contribui para reduzir a duração do procedimento
- O material e a espessura da parede do balão permitem melhor aderência ao sistema ao recolher o balão na bainha



Cateter de Dilatação Fortrex™

A pressão é dirigida em direção à lesão



Desenho do concorrente

A pressão é perdida longitudinalmente