

Sistema de Stent Periférico Expansível por Balão

- Ampla oferta de stent expansível por balão de 0,035" compatível com 6 Fr com tecnologia de marcador radiopaco para uma visibilidade otimizada.
- Perfil de cruzamento baixo.
- Encurtamento mínimo para confiança no posicionamento.

Comprimentos do cateter VisiPro™
80 cm e 135 cm

Cada sistema inclui:

Um stent e um sistema do cateter de entrega



TABELA DE COMPLACÊNCIA

Diâmetro (mm)	Pressão de Inflação (atm)				
	8	9	10	11	12
5,0	5,00 ¹	5,09	5,16	5,22	5,28 ²
6,0	6,00 ¹	6,11	6,22	6,31	6,39 ²
7,0			7,00 ¹	7,09	7,17 ²
8,0			8,00 ¹	8,15	8,26 ²
9,0			9,00 ¹	9,15	9,28 ²
10,0			10,00 ¹	10,11	10,21 ²

¹Diâmetro na Pressão Nominal

²Diâmetro na Pressão de Ruptura Estimada

Sistema de Stent Periférico Expansível por Balão

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Nº do Catálogo de Produtos		Dimensões do stent		Comprimento Balão (mm)	Bainha Introdutora Recomendado (Fr)	Fio Guia Recomendado (polegadas)	Perfil Cruzamento (polegadas)
Comprimento Catéter 80 cm	Comprimento Catéter 135 cm	Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)				
PXP35-05-17-080	PXP35-05-17-135	5,0	17	20	6	0,035	0,079
PXP35-05-27-080	PXP35-05-27-135	5,0	27	30	6	0,035	0,079
PXP35-05-37-080	PXP35-05-37-135	5,0	37	40	6	0,035	0,079
PXP35-05-57-080	PXP35-05-57-135	5,0	57	60	6	0,035	0,079
PXP35-06-12-080		6,0	12	15	6	0,035	0,079
PXP35-06-17-080	PXP35-06-17-135	6,0	17	20	6	0,035	0,079
PXP35-06-27-080	PXP35-06-27-135	6,0	27	30	6	0,035	0,079
PXP35-06-37-080	PXP35-06-37-135	6,0	37	40	6	0,035	0,081
PXP35-06-57-080	PXP35-06-57-135	6,0	57	60	6	0,035	0,083
PXP35-07-12-080		7,0	12	15	6	0,035	0,079
PXP35-07-17-080	PXP35-07-17-135	7,0	17	20	6	0,035	0,079
PXP35-07-27-080	PXP35-07-27-135	7,0	27	30	6	0,035	0,079
PXP35-07-37-080	PXP35-07-37-135	7,0	37	40	6	0,035	0,081
PXP35-07-57-080	PXP35-07-57-135	7,0	57	60	6	0,035	0,083
PXP35-08-17-080	PXP35-08-17-135	8,0	17	20	6	0,035	0,083
PXP35-08-27-080	PXP35-08-27-135	8,0	27	30	6	0,035	0,083
PXP35-08-37-080	PXP35-08-37-135	8,0	37	40	6	0,035	0,083
PXP35-08-57-080	PXP35-08-57-135	8,0	57	60	6	0,035	0,084
PXP35-09-17-080	PXP35-09-17-135	9,0	17	20	7	0,035	0,088
PXP35-09-27-080	PXP35-09-27-135	9,0	27	30	7	0,035	0,088
PXP35-09-37-080	PXP35-09-37-135	9,0	37	40	7	0,035	0,088
PXP35-09-57-080	PXP35-09-57-135	9,0	57	60	7	0,035	0,088
PXP35-10-17-080	PXP35-10-17-135	10,0	17	20	7	0,035	0,092
PXP35-10-27-080	PXP35-10-27-135	10,0	27	30	7	0,035	0,092
PXP35-10-37-080	PXP35-10-37-135	10,0	37	40	7	0,035	0,092
PXP35-10-57-080	PXP35-10-57-135	10,0	57	60	7	0,035	0,092

Especificações Nominais

O Sistema de Stent Periférico Expansível por Balão é indicado para uso nas artérias ilíaca, renal ou subclávia, bem como no uso biliar maligno.

ANVISA 10349000451

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85
9º e 10º andares
São Paulo, SP, 04576-010
Brasil
Tel. 55 11 2182-9200
Fax: 55 11 2182-9240

medtronicbrasil.com.br

Medtronic